



## Fiche Technique

### Référence :

FLA 7100 OC : 100 ml

FLA 7250 OC : 250 ml

FLA 7500 OC : 500 ml



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

**Flacon de 100 ml de solution oculaire stérile**

**Flacon de 250 ml de solution oculaire stérile**

**Flacon de 500 ml de solution oculaire stérile**

Ces 3 flacons de sérum physiologique stérile permettent des rinçages oculaires immédiats et abondants.

Ils sont particulièrement recommandés lors de projections d'éléments solides : poussière, sciure, particules métalliques...

*Le flacon de 500 ml permet également de recharger :*

- Le coffret oculaire mural référence DUO 7502 OC
- La station oculaire murale référence IWA 8502 OC

*Le flacon de 250 ml permet également de recharger :*

- La station oculaire murale référence IWA 8252 OC

Le flacon de 500 ml comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisée.

Ces flacons, munis avec d'une œillère ergonomique, sont à usage unique et à jeter après utilisation.



**Œillère ergonomique**

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

